

Державна установа «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	АГАР САБУРО З ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ (SABOURAUD CAF AGAR) код 24930000-2 Фотохімікати за ДК 021:2015 (код 58657 Агар Сабуро з хлорамфеніколом для культивування грибів, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) за НК 024:2023, (Код W0104010103 – Сировина (агар,пептони,...)) за НК 031:2024),АГАР ЕНДО (ENDO AGAR) код 24930000-2 Фотохімікати за ДК 021:2015 (код 61627 Агар для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) за НК 024:2023, Код W0104010103 – Сировина (агар,пептони,...)) за НК 031:2024), ГЛЮКОЗО – ПЕПТОННЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ЕЙКМАНА) (DEXTROSE – PERTON MEDIUM (EJKMAN)) код 24930000-2 Фотохімікати за ДК 021:2015, код 58530 Бульйон для аеробних мікроорганізмів, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) за НК 024:2023 , Код W0104010103 – Сировина (агар,пептони,...)) за НК 031:2024) ,Агар Клігlera з залізом (KLIGLER AGAR) код 24930000-2 Фотохімікати за ДК 021:2015 (код 58619 Агар Клігlera з залізом для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD (діагностика in vitro код W0104010103 – Сировина (агар,пептони,...)) за НК 031:2024), Рідке селеніт-цистове середовище (FLUID SELENIT CYSTINE MEDIUM) код 24930000-2 Фотохімікати за ДК 021:2015 (код 58666 Бульйон із селеніту і з цистином для Salmonella spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro) за НК 024:2023, Код W0104010103 – Сировина (агар,пептони,...)) за НК 031:2024) ,Агар Мюллера -Хінтона (MUELLER HINTON AGAR) код 24930000-2 Фотохімікати за ДК 021:2015 (код 58639 Агар Мюллера-Хінтона для дослідження антимікробної чутливості, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) за НК 031:2024), Код W0104010103 – Сировина (агар,пептони,...)) за НК 031:2024) Ентерокок агар (ENTEROCOCCUS AGAR) код 24930000-2 Фотохімікати за ДК 021:2015 (код 58547 Агар із жовч-ескуліну для Enterococcus spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro) за НК 024:2023, Код W0104010103 – Сировина (агар,пептони,...)) за НК 031:2024) Флакони для аеробного культивування крові (ANAEROBIC BLOOD CULTURE MEDIUM) код 24930000-2 Фотохімікати за ДК за 021:2015 (Код 44904 Контейнер для зберігання або культивування крові/тканин за НК 024:2023, код W0104010504 — Флакони для автоматизованого культивування крові за НК 031:2024) ,021:2015 Флакони для аеробного культивування крові (діти)(ANAEROBIC BLOOD CULTURE MEDIUM) код 24930000-2 Фотохімікати за ДК 021: 2015 (Код 44904 Контейнер для зберігання або культивування крові/тканин за НК 024:2023, код W0104010504 — Флакони для автоматизованого культивування крові за НК 031:2024)
2	Вид процедури	Процедура закупівлі – відкриті торги (у порядку, визначеному особливостями постанови КМ України № 1178 від 12.10.2022 року)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-09-11-010896-a

4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.																			
		Назва	Опис	Од. вим.	К-ть																
		АГАР САБУРО З ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ SABOURAUD CAF AGAR	Агар Сабуро з хлорамфеніколом рекомендують для селективного культивування дріжджових і цвілевих грибів Середовище виготовляється за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014. Пластиковий флакон 250 г. з сухим середовищем постачається запаяним у прозору плівку, має фольговану запайку для захисту від вологи та для контролю першого відкриття. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Гідролізат казеїну</td><td>5,00</td></tr><tr><td>Пептичний перевар тваринної тканини</td><td>5,00</td></tr><tr><td>Глюкоза</td><td>40,00</td></tr><tr><td>Хлорамфенікол</td><td>0,50</td></tr><tr><td>Агар</td><td>15,00</td></tr></table> Перевірено ATCC штамами.	Склад	г/л	Гідролізат казеїну	5,00	Пептичний перевар тваринної тканини	5,00	Глюкоза	40,00	Хлорамфенікол	0,50	Агар	15,00	флак (250 г)	4				
		Склад	г/л																		
		Гідролізат казеїну	5,00																		
Пептичний перевар тваринної тканини	5,00																				
Глюкоза	40,00																				
Хлорамфенікол	0,50																				
Агар	15,00																				
РІДКЕ СЕЛЕНІТ-ЦИСТИНОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ FLUID SELENIT CYSTINE MEDIUM	Рідке селективне середовище для накопичення сальмонел для зразків харчових продуктів, молочних продуктів та інших санітарно значимих матеріалів. Середовище виготовляється за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014. Пластикові флакони із 250 г. (подвійна упаковка, сума компонентів) з сухим середовищем постачається запаяними у прозору плівку, мають фольговану запайку для захисту від вологи та для контролю першого відкриття. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Частина А</td><td></td></tr><tr><td>Триптон</td><td>5,00</td></tr><tr><td>Лактоза</td><td>4,00</td></tr><tr><td>Натрій фосфорнокислий 2-зам</td><td>3,00</td></tr><tr><td>Натрій фосфорнокислий 1-зам</td><td>7,00</td></tr><tr><td>L-цистин</td><td>0,01</td></tr><tr><td>Частина Б</td><td></td></tr><tr><td>Натрію селеніт</td><td>4,00</td></tr></table> Перевірено ATCC штамами.	Склад	г/л	Частина А		Триптон	5,00	Лактоза	4,00	Натрій фосфорнокислий 2-зам	3,00	Натрій фосфорнокислий 1-зам	7,00	L-цистин	0,01	Частина Б		Натрію селеніт	4,00	флак (250 г)	1
Склад	г/л																				
Частина А																					
Триптон	5,00																				
Лактоза	4,00																				
Натрій фосфорнокислий 2-зам	3,00																				
Натрій фосфорнокислий 1-зам	7,00																				
L-цистин	0,01																				
Частина Б																					
Натрію селеніт	4,00																				
АГАР МЮЛЛЕРА-ХІНТОНА MUELLER HINTON AGAR	Середовище використовується для перевірки на чутливість невибагливих і швидкозростаючих бактерій, виділених з клінічних зразків, диско-дифузійним методом. Середовище виготовляється за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014. Пластиковий флакон 250 г. з сухим середовищем постачається запаяним у прозору плівку, має фольговану запайку для захисту від вологи та для контролю першого відкриття. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Екстракт яловичини</td><td>2,00</td></tr><tr><td>Гідролізат казеїну кислотний</td><td>17,50</td></tr><tr><td>Крохмаль розчинний</td><td>1,50</td></tr><tr><td>Агар</td><td>17,00</td></tr></table> Перевірено ATCC штамами.	Склад	г/л	Екстракт яловичини	2,00	Гідролізат казеїну кислотний	17,50	Крохмаль розчинний	1,50	Агар	17,00	флак (250 г)	2								
Склад	г/л																				
Екстракт яловичини	2,00																				
Гідролізат казеїну кислотний	17,50																				
Крохмаль розчинний	1,50																				
Агар	17,00																				
ЕНТЕРОКОК АГАР ENTEROCOCCUS AGAR	Середовище використовується для селективного виділення ентерококів з клінічного матеріалу (фекальних мас, сечі, мокротиння і ін.), води, харчових продуктів та інших об'єктів. Середовище виготовляється за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014. Пластиковий флакон 250 г. з сухим середовищем постачається запаяним у прозору плівку, має фольговану запайку для захисту від вологи та для контролю першого відкриття. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr></table>	Склад	г/л	флак (250 г)	2																
Склад	г/л																				

		<table><tr><td>Триптон</td><td>18,00</td></tr><tr><td>Дріжджовий екстракт</td><td>5,00</td></tr><tr><td>Калію гідрофосфат 2-зам</td><td>4,00</td></tr><tr><td>Глюкоза</td><td>2,00</td></tr><tr><td>Натрію азид</td><td>0,40</td></tr><tr><td>Трифенілтетразолій хлористий</td><td>0,10</td></tr><tr><td>Агар</td><td>10,00</td></tr></table> Перевірено ATCC штамами.	Триптон	18,00	Дріжджовий екстракт	5,00	Калію гідрофосфат 2-зам	4,00	Глюкоза	2,00	Натрію азид	0,40	Трифенілтетразолій хлористий	0,10	Агар	10,00							
Триптон	18,00																						
Дріжджовий екстракт	5,00																						
Калію гідрофосфат 2-зам	4,00																						
Глюкоза	2,00																						
Натрію азид	0,40																						
Трифенілтетразолій хлористий	0,10																						
Агар	10,00																						
АГАР ЕНДО ENDO AGAR	Середовище рекомендують для виділення та диференціації грамнегативних мікроорганізмів кишкової групи. Середовище виготовляється за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014. Пластиковий флакон 250 г. з сухим середовищем постачається запаяним у прозору плівку, має фольговану запайку для захисту від вологи та для контролю першого відкриття. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Бактеріологічний пептон</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Лактоза</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Калій фосфорнокислий 2-зам</td><td>3,50</td></tr><tr><td>Натрію сульфід</td><td>3,00</td></tr><tr><td>Фуксин основний</td><td>0,50</td></tr><tr><td>Агар</td><td>15,00</td></tr></table> Перевірено ATCC штамами.	Склад	г/л	Бактеріологічний пептон	10,00	Лактоза	10,00	Калій фосфорнокислий 2-зам	3,50	Натрію сульфід	3,00	Фуксин основний	0,50	Агар	15,00	флак (250 г)	2						
Склад	г/л																						
Бактеріологічний пептон	10,00																						
Лактоза	10,00																						
Калій фосфорнокислий 2-зам	3,50																						
Натрію сульфід	3,00																						
Фуксин основний	0,50																						
Агар	15,00																						
ГЛЮКОЗО – ПЕПТОННЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ЕЙКМАНА) DEXTROSE – PEPTON MEDIUM (EJMKMAN)	Рідке поживне середовище, для накопичення та виявлення ентеробактерій. Середовище виготовляється за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014. Пластиковий флакон 250 г. з сухим середовищем постачається запаяним у прозору плівку, має фольговану запайку для захисту від вологи та для контролю першого відкриття. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Пептон ферментативний</td><td>7,50</td></tr><tr><td>Глюкоза</td><td>5,50</td></tr><tr><td>Натрію хлорид</td><td>4,00</td></tr><tr><td>Дріжджовий екстракт</td><td>0,50</td></tr><tr><td>Бромтимоловий синій</td><td>0,04</td></tr></table> Перевірено ATCC штамами.	Склад	г/л	Пептон ферментативний	7,50	Глюкоза	5,50	Натрію хлорид	4,00	Дріжджовий екстракт	0,50	Бромтимоловий синій	0,04	флак (250 г)	1								
Склад	г/л																						
Пептон ферментативний	7,50																						
Глюкоза	5,50																						
Натрію хлорид	4,00																						
Дріжджовий екстракт	0,50																						
Бромтимоловий синій	0,04																						
АГАР КЛІГЛЕРА З ЗАЛІЗОМ KLIGLER IRON AGAR	Середовище використовується для вивчення у грамнегативних бактерій, кишкового походження, здатності ферментувати глюкозу і лактозу, а також продукувати сірководень. Середовище виготовляється за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014. Пластиковий флакон 250 г. з сухим середовищем постачається запаяним у прозору плівку, має фольговану запайку для захисту від вологи та для контролю першого відкриття. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Пептон бактеріологічний</td><td>17,00</td></tr><tr><td>М'ясний екстракт</td><td>3,20</td></tr><tr><td>Дріжджовий екстракт</td><td>3,10</td></tr><tr><td>Протеозопептон</td><td>5,50</td></tr><tr><td>Лактоза</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Глюкоза</td><td>2,00</td></tr><tr><td>Заліза сульфат</td><td>0,20</td></tr><tr><td>Натрію хлорид</td><td>5,10</td></tr><tr><td>Натрію тіосульфат</td><td>0,40</td></tr></table>	Склад	г/л	Пептон бактеріологічний	17,00	М'ясний екстракт	3,20	Дріжджовий екстракт	3,10	Протеозопептон	5,50	Лактоза	10,00	Глюкоза	2,00	Заліза сульфат	0,20	Натрію хлорид	5,10	Натрію тіосульфат	0,40	флак (250 г)	1
Склад	г/л																						
Пептон бактеріологічний	17,00																						
М'ясний екстракт	3,20																						
Дріжджовий екстракт	3,10																						
Протеозопептон	5,50																						
Лактоза	10,00																						
Глюкоза	2,00																						
Заліза сульфат	0,20																						
Натрію хлорид	5,10																						
Натрію тіосульфат	0,40																						

		<table><tr><td>Феноловий червоний</td><td>0,025</td></tr><tr><td>Агар</td><td>12,00</td></tr></table> Перевірено ATCC штамами.	Феноловий червоний	0,025	Агар	12,00																								
Феноловий червоний	0,025																													
Агар	12,00																													
	СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ АНАЕРОБНИХ ГЕМОКУЛЬТУР у флаконі 80 мл (дорослі) ANAEROBIC BLOOD CULTURE MEDIUM	Діагностичне середовище з надзвичайно поживними властивостями для культивування вибагливих анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів з венозної крові. Середовище виготовляється за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014. Флакони з 80 мл середовища готового до використання, вільного від мікроорганізмів. Флакон має пластикову кришку червоного кольору, гумовий ковпачок і прозорий захисний ковпачок. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Триптон</td><td>8,00</td></tr><tr><td>Соевий пептон</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Пептон</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Дріжджовий екстракт</td><td>5,00</td></tr><tr><td>Натрію хлорид</td><td>1,70</td></tr><tr><td>Глюкоза</td><td>5,70</td></tr><tr><td>Калій фосфорнокислий 2-зам</td><td>0,80</td></tr><tr><td>L-цистин</td><td>0,40</td></tr><tr><td>Гемін</td><td>0,01</td></tr><tr><td>Натрію поліанетолсульфонат</td><td>0,30</td></tr><tr><td>p-Амінобензойна кислота</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Вітамін K1</td><td>0,01</td></tr></table> Перевірено ATCC штамами	Склад	г/л	Триптон	8,00	Соевий пептон	1,00	Пептон	10,00	Дріжджовий екстракт	5,00	Натрію хлорид	1,70	Глюкоза	5,70	Калій фосфорнокислий 2-зам	0,80	L-цистин	0,40	Гемін	0,01	Натрію поліанетолсульфонат	0,30	p-Амінобензойна кислота	0,05	Вітамін K1	0,01	флак	50
Склад	г/л																													
Триптон	8,00																													
Соевий пептон	1,00																													
Пептон	10,00																													
Дріжджовий екстракт	5,00																													
Натрію хлорид	1,70																													
Глюкоза	5,70																													
Калій фосфорнокислий 2-зам	0,80																													
L-цистин	0,40																													
Гемін	0,01																													
Натрію поліанетолсульфонат	0,30																													
p-Амінобензойна кислота	0,05																													
Вітамін K1	0,01																													
	СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ АЕРОБНИХ ГЕМОКУЛЬТУР у флаконі 80 мл (дорослі) AEROBIC BLOOD CULTURE MEDIUM	Діагностичне середовище з надзвичайно поживними властивостями для культивування вибагливих аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів з венозної крові. Середовище виготовляється за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014. Флакони з 80 мл середовища готового до використання, вільного від мікроорганізмів. Флакон має пластикову кришку зеленого кольору, гумовий ковпачок і прозорий захисний ковпачок. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Серцево-мозкова витяжка</td><td>17,00</td></tr><tr><td>Пептон</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Глюкоза</td><td>2,00</td></tr><tr><td>Натрію хлорид</td><td>5,00</td></tr><tr><td>Натрій фосфорнокислий 2-зам</td><td>2,50</td></tr><tr><td>p-Амінобензойна кислота</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Натрію поліанетолсульфонат</td><td>0,30</td></tr></table> Перевірено ATCC штамами	Склад	г/л	Серцево-мозкова витяжка	17,00	Пептон	10,00	Глюкоза	2,00	Натрію хлорид	5,00	Натрій фосфорнокислий 2-зам	2,50	p-Амінобензойна кислота	0,05	Натрію поліанетолсульфонат	0,30	флак	50										
Склад	г/л																													
Серцево-мозкова витяжка	17,00																													
Пептон	10,00																													
Глюкоза	2,00																													
Натрію хлорид	5,00																													
Натрій фосфорнокислий 2-зам	2,50																													
p-Амінобензойна кислота	0,05																													
Натрію поліанетолсульфонат	0,30																													
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	37607,48 грн ,без ПДВ, Державний бюджет, спец. фонд., КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали																												
6	Розмір бюджетного призначення	Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2026 рік, додатково виділених коштів за бюджетною програмою КПК на 2026 - 23000000Міністерство охорони здоров'я України, КПКВ 2301040 «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями», джерело фінансування – кошти державного бюджету України																												
7	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована шляхом порівняння ринкових цін у мережі Інтернет на у системі Прозорро. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро» на надана у формі потреби відповідальним за формування потреби працівником.																												

